

MANUAL ARAHAN


SOKONGAN BELAKANG VANTELIN

PANDUAN SAIZ

M : 26-34 in / 65-85 cm



L : 32-39 in / 80-100 cm

XL : 37-45 in / 95-115 cm



Ukur pinggang di pusat anda seperti yang ditunjukkan. Jika muat dua saiz, pilih saiz yang lebih besar.

FUNGSI

	<p>Mengehadkan Membongkok ke Belakang</p> <p>Pita silang yang terbina dalam memberi perlindungan yang lebih luas pada bahagian belakang. Ia mengehadkan "pergerakan ke belakang" dan "twist" berlebihan yang menyebabkan kesakitan.</p>
	<p>Membantu untuk memperbaiki postur</p> <p>Sokongan yang dirancang secara ergonomik mengekalkan abdomen bawah dan bahagian bawah belakang dengan kuat untuk membantu membentuk postur yang sihat.</p>
	<p>Meningkatkan Kebolehnafasan</p> <p>Penggunaan kain bernafas nipis meningkatkan pengudaraan untuk membantu anda tetap sejuk dan kering.</p>

INDIKASI

Digunakan untuk ketidakselesaan pinggang belakang

MANUAL ARAHAN: Pastikan anda memakai pendakap atas seluar dalam anda.

1. Pegang pendakap dengan tegnya di sebelah kanan menghadap ke dalam (anak panah harus menunjuk ke atas.), dan tarik dengan kedua-dua tangan supaya kedua-dua sisi menjadi sama panjang.
2. Tarik sebelah kiri menyerong ke bawah (sebagai panduan, kira-kira 5cm/2in bawah pusat).
* Jangan memakainya di atas pusat.
3. Pastikan sisi kiri berada pada kedudukan yang sama dan tarik sisi kanan menyerong ke bawah untuk memasang pengikat cangkuk dan gelung.



AMARAN

- Jangan guna sekiranya anda mempunyai: (1) keabnormalan seperti bengkak dan mengalami kesakitan yang kuat di kawasan yang cedera, termasuk lebam dan patah tulang, (2) penyakit vaskular perifer, (3) kelainan seperti kecederaan, lebam, ruam di kawasan di mana sokongan dipakai, atau (4) dermatitis kronik/ alahan kepada kimia tekstil atau getah. Sekiranya anda mengalami simptom seperti ruam / kemerahan, gatal, letusan, kongesti, kesakitan yang luar biasa, atau bengkak, sila berhenti menggunakan penyokong dengan segera dan runding dengan pakar kesihatan professional anda.
 - Jangan gunakan jika anda hamil atau mungkin hamil.
 - Menggunakan saiz yang betul.
 - Jangan gunakan ketika tidur.
 - Jangan terlalu ketat.
 - Jangan memakai pendakap untuk masa yang lama.
 - Elak pakaian dirosakkan oleh pengikat cangkuk dan gelung.
 - Jangan menggaru dengan kuku anda atau menarik dengan kuat.
- * Jika sokongan tidak dipakai dengan betul, ia tidak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya.
* Keberkesanan yang diperolehi dengan memakai sokongan mungkin berbeza antara individu.

ARAHAN PENJAGAAN (Pengikat dekat sebelum mencuci)

1. Basuh tangan secara berasingan di bawah suhu 40°C. Jangan memerah.
2. Jangan gunakan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantung dan udara kering. Elakkan cahaya matahari langsung.
5. Jangan seterika.
6. Dilarang cucian kering.
7. Pembersihan basah dengan lembut.

LANGKAH WASPADA BERKAITAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Simpan pengikat cangkuk dan gelung dalam keadaan diikat supaya lin atau seumpamanya tidak melekat.

PEMBUNGKUSAN

Kotak 1 unit.

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Jepun

DIBUAT OLEH

D-M CHAIN Koperasi

5-321 Osaki, Kahoku-shi, Ishikawa 929-1127 Jepun